


## NEINVAZIVEN HAGT SARS-CoV-2 - SLINA/SPUTUM – ZA PROFESIONALNO UPORABO

Imunokromatografski hitri antigeni test (HAGT) za zanesljivo in-vitro diagnostiko COVID-19.

Za kvalitativno dokazovanje prisotnosti nukleokapsidnega proteina virusa SARS-CoV-2

- v vzorcu sputuma oz. sline.



Velika zanesljivost in visoka stopnja zaupanja (senzitivnost: 96,00% , specifičnost: 99,78%), potrjeni s kliničnimi študijami na treh različnih inštitutih na skupno 582 preiskovancih.

Inovativna, preprosta, priročna in hitra izvedba; testna epruveta že vsebuje odmerjen ekstrakt pufru in je pripravljena za takojšnjo pripravo vzorca brez dodatnega zamudnega analize reagenta oz. pipetiranja.

Nudi visoko stopnjo varnosti, zaradi minimalne potrebe po stiku z biološkim vzorcem,

Je medicinski pripomoček za profesionalno uporabo - izpolnjuje zahteve, ki sta jih določila nemška Inštituta Paul Ehrlich in Robert Koch in je uvrščen na listi dovoljenih hitrih antigenih testov nemške agencije za zdravila in medicinske pripomočke BfArMter na listo Evropske komisije.

Hitri antigeni test SARS-CoV-2 SPUTUM/SLINA vsebuje:

- zbirni lijak za slino,
- epruvetko z že vsebovanim pufrom za pripravo vzorca,
- kapalni pokrovček, že nameščen na epruveti,
- testno ploščico,
- vrečico za odmet uporabljenega materiala,
- navodila za uporabo, več na: [www.nucleo.si](http://www.nucleo.si)



Dokazila: certifikati CE, IVD, ISO 13485, klinična študija so na voljo.

### Novi Coronavirus 2019-nCoV-hitri antigeni test - sputum/slina:

- je namenjen profesionalni uporabi, za strokovno usposobljen medicinski kader,
- uvrščen je na SEZNAM DOVOLJENIH HAGT V SLOVENIJI, strani Strokovne skupine Ministrstva za zdravje,
- V CRPP je voden pod šifro: B077.